



Maßgefertigte Handwerkskunst

















**Entdecken Sie innovative
Im-Ohr-Hörsysteme von Starkey**



Immer die passende Option: Individuell gefertigte Im-Ohr-Hörlösungen von Starkey

Ob nahezu unsichtbar für maximale Diskretion oder als echtes Lifestyle-Produkt mit vielen Komfortfunktionen für Ihren Alltag: Im-Ohr-Hörsysteme von Starkey sind die perfekten Begleiter.




| | IIC NW | CIC NW | CIC | ITCR | ITER |
|------------------------|--|--|---|---|---|
| Batterie | 10   | 10   | 312   | Li-Ionen Akku | Li-Ionen Akku |
| Soundqualität |  |  |  |  |  |
| Konnektivität | | |  |  |  |
| Wiederaufladbar | | | |  |  |

IIC Invisible-In-Canal | Non-Wireless



- Kleinste Bauweise für maximale Kosmetik
- Natürliches Richtungshören durch Ohrmuscheleffekte
- Vollautomatische Klangoptimierung
- Natürlicher Schutz vor störenden Windgeräuschen durch Sitz tief im Gehörgang
- Vollautomatische Klangoptimierung
- Wasserresistent nach IP68-Zertifizierung



Anpassbereich


- IIC NW 40
- IIC NW 50

Modelle 2400, 2000, 1600

Matrix 110/40, 115/50

Batteriegröße 10


IIC Invisible-In-Canal | Non-Wireless



CIC Completely-In-Canal | Non-Wireless



- Erhältlich in allen Technikstufen
- Optional mit Taster zur einfachen Bedienung
- Natürlicher Schutz vor störenden Windgeräuschen durch Sitz tief im Gehörgang
- Klein und unauffällig
- Auch für hochgradige Hörverluste geeignet
- Wasserresistent nach IP68-Zertifizierung



Anpassbereich

- CIC NW 40
- CIC NW 50
- CIC NW 60
- CIC NW 70

Modelle

2400, 2000, 1600, 1200, 1000


Matrix

110/40, 115/50, 120/60, 130/70

Batteriegröße

10, 312


CIC Completely-In-Canal | Non-Wireless



CIC Completely-In-Canal | Wireless



- Erhältlich in allen Technikstufen
- 2,4 GHz Antenne zur Smartphone-Anbindung
- Freihändiges Telefonieren möglich*
- Kompatibel mit Starkey Zubehörprodukten
- Sensortechnik für Healthable-Funktionen
- Taster empfohlen
- Funkantenne in Entnahmefaden verbaut
- Auch für hochgradige Hörverluste geeignet
- Wasserresistent nach IP68-Zertifizierung



Anpassbereich

- CIC 40
- CIC 50
- CIC 60
- CIC 70

Modelle

2400, 2000, 1600, 1200, 1000


Matrix

110/40, 115/50, 120/60, 130/70

Batteriegröße 312

* In Verbindung mit ausgewählten iOS-Endgeräten, siehe Kompatibilitätsübersicht

CIC Completely-In-Canal | Wireless




ITC R In-The-Canal | Wiederaufladbar



- Wiederaufladbar
- Bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit
- Erhältlich in allen Technikstufen
- 2,4 GHz Antenne zur Smartphone-Anbindung
- Freihändiges Telefonieren möglich*

- Kompatibel mit Starkey Zubehörprodukten
- Sensortechnik für Healthable-Funktionen
- Taster empfohlen, Lautstärkesteller optional
- Auch für hochgradige Hörverluste geeignet
- Wasserresistent nach IP68-Zertifizierung



Anpassbereich

- ITC R 40
- ITC R 50
- ITC R 60
- ITC R 70

Modelle

2400, 2000, 1600, 1200, 1000

Matrix


110/40, 115/50, 120/60, 130/70

Batteriegröße

Lithium-Ion ummantelt 312

* In Verbindung mit ausgewählten iOS-Endgeräten, siehe Kompatibilitätsübersicht


ITC R In-The-Canal | Wiederaufladbar



ITE R In-The-Ear | Wiederaufladbar



- Wiederaufladbar
- Bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit
- Erhältlich in allen Technikstufen
- 2,4 GHz Antenne zur Smartphone-Anbindung
- Freihändiges Telefonieren möglich*
- Kompatibel mit Starkey Zubehörprodukten
- Sensortechnik für Healthable-Funktionen
- Taster und Lautstärksteller optional
- Auch für hochgradige Hörverluste geeignet
- Optimale Größe zur einfachen Handhabung
- Wasserresistent nach IP68-Zertifizierung
- Telefonspule optional



Anpassbereich

- ITE R 50
- ITE R 60
- ITE R 70

Modelle

2400, 2000, 1600, 1200, 1000

Matrix


115/50, 120/60, 130/70

Batteriegröße

Lithium-Ion ummantelt 312

* In Verbindung mit ausgewählten iOS-Endgeräten, siehe Kompatibilitätsübersicht

ITE R In-The-Ear | Wiederaufladbar



Farben



ITE R
Mit Akku



ITC R
Mit Akku

Frontplatten



Beige



Hellbraun



Mittelbraun



Dunkelbraun



Schwarz

Schale



Beige



Hellbraun



Transparent



Blau/Rot



Schwarz

Farben



CIC
wireless
312 Batterie

Frontplatten



Beige



Hellbraun



Mittelbraun



Dunkelbraun



Schwarz

Schale



Beige



Hellbraun



Transparent



Blau/Rot



Schwarz



CIC NW
10er Batterie

Frontplatten



Beige



Hellbraun



Mittelbraun



Dunkelbraun



Schwarz

Schale



Beige



Hellbraun



Transparent



Blau/Rot



Schwarz



IIC NW
10er Batterie

In allen Klassen selbstverständlich:

Unsere Basics

Premium-Rückkopplungsunterdrückung

Verhindert störendes
Rückkopplungspfeifen

Speech Shift

Macht hohe Sprachanteile für
extreme Hörverluste nutzbar

Multiflex Tinnitus

Sorgt für Entspannung bei lästigen
Ohrgeräuschen

IP68-Zertifizierung

Alle hier vorgestellten Hörsysteme sind
IP68-zertifiziert und stehen damit für hohe
Fertigungsqualität und Langlebigkeit

Sprachansagen

Deutliche Ansage von Hörprogrammen
und Batteriewarnungen

Auto-REM-Zielkurvenanpassung

Sorgt in Verbindung mit ausgesuchten
Messanlagen für perfekte Anpassergebnisse

TeleHear*

Professionelles Optimieren der Einstellung
von zu Hause aus

*Nur funkfähige Varianten

Ob beruflich oder privat:

Smartes Zubehör für individuelle Im-Ohr-Hörsysteme

Die funkfähigen Im-Ohr-Hörsysteme ITC R, ITE R und CIC Wireless bieten den vollen Umfang drahtloser Konnektivität.



thrive



Mini Remote Mikrofon



TV



Remote



Remote Mikrofon +



Konferenz Mikrofon



Einfach den QR-Code mit dem Smartphone scannen, Kompatibilität prüfen und umfangreiche Funktionen der Thrive App von Starkey nutzen.

*Kompatibel mit den Im-Ohr-Hörsystemen
ITC R, ITE R und CIC Wireless

thrivesupport.starkey.com

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg

Das Starkey-Logo, Starkey, Thrive und TeleHear sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.
Die Thrive App kann je nach Telefon leichte Unterschiede aufweisen.

www.starkey.de
Fachinformationen: www.starkeypro.de



©2023 Starkey Laboratories Inc. Alle Rechte vorbehalten. 01/23 RETL86752-000-02-DE-ST