



Immer und überall: kompromisslos guter Klang!



GENESIS^{AI}

Das Beste ist uns für Sie und Ihre Kunden noch nicht gut genug. Deshalb haben unsere Genesis AI Hörsysteme ein Update bekommen, das bestes Hören auf ein noch höheres Level hebt.

Kompromisslos guter Klang

Edge Modus+¹ — Passt sich jetzt dynamisch an sich verändernde Hörumgebungen an

Immer und überall

Bewegungsbasierte Optimierung² — Verbessertes Situationsbewusstsein und weniger Rückkopplung durch sensorgesteuerte Anpassungen

Mehr als nur ein Sound-Update

My Starkey App & Pro Fit Software — Noch mehr Komfort für Sie und Ihre Kunden

[Updates entdecken](#)

Up to date mit der Pro Fit 2024.0.10100.0

Ab sofort steht Ihnen die neueste Version unserer **Pro Fit-Programmiersoftware** zur Verfügung. Mit dieser Version erhalten Genesis AI Hörsysteme eine neue Firmware.

Bitte beachten Sie, dass wir sukzessive beginnen, Genesis AI Hörsysteme mit neuester Firmware auszuliefern. **Zum Anpassen dieser Hörsysteme ist die neueste Version der Pro Fit zwingend erforderlich.**

Die neue Software ist im [eStore](#) **downloadbar:**
eStore -> Ressourcen -> Software




Lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass es neue Funktionen für Ihre Genesis AI Hörsysteme gibt

Nutzen Sie für Ihre Kundenkommunikation gerne unsere Anschreibenvorlage

[Zum Download](#)

¹Verfügbar in der Technologiestufe 24

²Verfügbar in der Technologiestufe 24: Weniger Rückkopplung/Pfeifen beim Kauen; verfügbar in den Technologiestufen 20 und 24: Mikrofone werden auf Omnidirektional geschaltet beim Gehen



Gender Disclaimer

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Newsletter darauf verzichtet, durchgehend geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer, Frauen und Diverse in gleicher Weise. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.

Copyright © 2024 Starkey. Alle Rechte vorbehalten.
Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Weg beim Jäger 218-222 | 22335 Hamburg | Tel. +49 40 / 42 94 73 - 0

Geschäftsführer: Markus Böcker

HINWEIS: Diese E-Mail enthält vertraulich und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.

[Diese E-Mail im Browser anzeigen](#) | [Adresse aus diesem Verteiler entfernen](#)