

Immer ein Hörgenuss.
Immer verbunden.
Immer die richtige Wahl.

Das passende Hörsystem zu finden, wird jetzt noch leichter: Evolv AI bietet ein vollständiges Sortiment innovativster Hörsysteme.

Bei Starkey verstehen wir, was ein Hörverlust bedeutet. Darum setzen wir alles daran, das Hören wieder so natürlich und intuitiv wie möglich zu machen. Wir freuen uns, Ihnen und Ihren Kunden unsere lebensbereichernden Funktionen wie den Sturzalarm, nun auch als kleines, diskretes CIC wireless anbieten zu können. Zusätzlich ergänzen wir unser breites Portfolio um ein leistungsstarkes HdO Power Plus Gerät.


Mit Evolv AI erhalten Sie ein vollständiges Portfolio über alle Bauformen, das mit noch besserem Starkey Sound und erweiterter Konnektivität neue Impulse setzt. So haben Ihre Kunden die freie Auswahl an Hörsystemen, die sich jeweils an ihren individuellen Lebensstil anpassen. Wenn es um Innovationen für besseres Hören geht, dürfen Sie die Leichtigkeit des Hörens erwarten.



IIC NW CIC NW CIC wireless ITC R ITER micro RIC 312 RIC 312 RIC R HdO R HdO 13 Power Plus HdO 13



Das neue digitale StarkeyPro Erlebnis.



starkeypro.de



Ab sofort erhalten Sie alle Informationen zu unserer umfassenden Produktpalette gebündelt und übersichtlich auf einer Website.



Neue Shopping Experience im eStore: Nur noch ein Login für alle Funktionen wie Bestellungen, Tracking, Retouren oder Softwaredownload.



Arbeiten Sie mit unserer neuen Website noch schneller als zuvor. Gewinnen Sie mehr Zeit durch effiziente und klare Strukturen und Abläufe.

Alle Highlights präsentieren wir Ihnen auf unserem **YouTube Kanal Starkey Germany**.



evolv^{AI}

Unsere Evolv-Reise geht weiter –
Hören auf dem nächsten Level

Unsere Neuerungen für noch mehr Leichtigkeit.

Evolv AI passt sich jetzt noch mehr als je zuvor an Ihre Kunden an.



Echtes freihändiges Telefonieren

Telefonanrufe können ab sofort direkt über die Hörsysteme angenommen werden – verfügbar für alle 2-Wege-Audiostreaming kompatiblen iPhones und iPads*.



Edge Modus Update

Mit dem Update unseres Edge Modus wird der Hörkomfort in Transportmitteln wie Zügen und Autos weiter verbessert.



Akku-Leistung

17 % höhere Akkukapazität und bis zu 50 % weniger Stromverbrauch bei lauten Bedingungen.



40% weniger Lärmmission

2 dB mehr Wind-/ Maschinengeräusch-reduzierung für noch mehr Hörkomfort.



TeleHear

Unsere benutzerfreundliche Fernprogrammierung bietet Ihnen über die neue, webbasierte Applikation noch mehr Flexibilität und Feinabstimmung bei der virtuellen Anpassung der Hörsysteme Ihrer Kunden.



Sturzalarm

Jetzt in allen Technologiestufen verfügbar. Mit umfangreichen Weiterentwicklungen und erweiterten Datensätzen bietet der Sturzalarm jetzt eine noch höhere Detektionsgenauigkeit als je zuvor.

Die Thrive App bietet leistungsstarke Funktionen, die Ihre Kunden dabei unterstützt, gesünder zu leben – während Hear Share Vertrauenspersonen ein beruhigendes Gefühl gibt. Mit dem neuen Thrive Update wird die Kopplung von Android Geräten jetzt noch schneller und intuitiver.

*Kompatibel mit iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und nachfolgenden Modellen sowie iPad Pro 12,9" (5. Generation), iPad Pro 11" (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation).

Die Leichtigkeit des Hörens: Grenzenloser Starkey Sound

Mit 55 Millionen automatischen Anpassungen pro Stunde setzt Evolv AI neue Maßstäbe für die Leichtigkeit des Hörens.

Immer auf Empfang: Unsere Hörsysteme bieten Ihren Kunden in jeder Hörumgebung natürliche, unverfälschte Klangqualität – und das ganz automatisch. Evolv AI zeichnet sich nicht nur durch seine herausragende Klangqualität und beispiellose Anpassungsfähigkeit sowie seine erweiterten Funktionen und Möglichkeiten aus. Getreu unserem Motto „Besser hören, mehr vom Leben“ wird Gutes Hören dank den neusten Updates für Ihre Kunden noch komfortabler.



Ein Sortiment, das die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Kunden erfüllt.



IIC/CIC



ITC/ITE Akku



RIC/HdO

	Spitzenklasse 2400	Oberklasse 2000	Komfort Plus 1600	Komfort 1200	Standard 1000
Thrive 2,4 GHz + NFMI* Technologie					
Sound Imaging: Kanäle Bandbreite	24	20	16	12	10
Edge Modus	●	●	●		
Voice AI	●				
Musikoptimierung					
Musikadaption	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
E2E Musikadaption	●	●	●		
Ear-to-Ear-Technologie					
E2E Windgeräusche	●	●	●		
E2E Maschinengeräusche	●	●	●		
E2E Richtwirkung**	●	●	●		
E2E Telefonstreaming*	●	●	●		
Sound Manager					
Automatische Musik	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Ruhe	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
Sprache in lautem Geräusch	●	●	●		
Maschinengeräusche	Bis zu 22 db Reduktion	Bis zu 12 db Reduktion	Bis zu 7 db Reduktion	Bis zu 7 db Reduktion	Bis zu 7 db Reduktion
Sprache im Störlärm	Bis zu 22 db Reduktion	Bis zu 10 db Reduktion	Bis zu 8 db Reduktion	Bis zu 8 db Reduktion	Bis zu 8 db Reduktion
Impulsschallreduzierung	Bis zu 15 db Reduktion	Bis zu 9 db Reduktion	Bis zu 6 db Reduktion	Bis zu 6 db Reduktion	Bis zu 6 db Reduktion
Wind	Bis zu 32 db Reduktion	Bis zu 17 db Reduktion	Bis zu 9 db Reduktion	Bis zu 9 db Reduktion	Bis zu 9 db Reduktion
Richtwirkung					
Immersion	●	●	●	●	
Adaptiv	●	●	●	●	
Dynamisch	●	●	●	●	●
Telehealth Service					
TeleHear	●	●	●	●	●
Telefonspule					
Telefonspule	In Gerätetypen ITE R, RIC R, HdO R und HdO 13 verfügbar.				
Komfortable Intelligenz					
Sprachübersetzung	●				
Sprache-zu-Text	●	●			
Thrive Assistant	●	●	●		
Find My Phone	●	●	●		
Tracking der mentalen Fitness	●	●	●	●	
Tracking der körperlichen Fitness	●	●	●	●	●
2-Wege-Audiostreaming	●	●	●	●	●
Sturzalarm	●	●	●	●	●
Erinnerungen	●	●	●	●	●
Auto On/Off	●	●	●	●	●
Tipp-Steuerung	●	●	●	●	●
Sprachoptimierung	●	●	●	●	●
Selbsttest	●	●	●	●	●

*In den Gerätetypen RIC R, RIC 312 und HdO 13 verfügbar. **In Geräten mit Richtmikrofonen verfügbar.

