



Hear better. Live better.

Medienkontakt

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Alina Brasch
Weg beim Jäger 218 - 222
22335 Hamburg

Mobil.: +49 171-1100524

E-Mail: alina_brasch@starkey.de

Ein Plus im Festbetragssegment - Starkey präsentiert Model S

Um die neuen Kriterien im Festbetragssegment zu erfüllen, stellt der Hörgerätehersteller Starkey das neue S2 Hörsystem vor und geht damit noch über die Mindestanforderungen hinaus.

Hamburg, August 2022 – Mit den neuen im April 2022 in Kraft getretenen Festbetragsregelungen haben sich die Mindestkriterien an ein Hörsystem mit Festbetragsanspruch geändert. So soll Schwerhörigen eine verbesserte Grundsicherung in der Hörversorgung ermöglicht werden. Mit diesem neuen Ansatz hat Starkey ein neues Basissegment entwickelt und geht mit dem S2 Hörsystem noch über die Mindestanforderungen hinaus.

Die Expertise des Hörakustikers, die maßgeblich zum Anpasserfolg beiträgt, ist dabei nicht zu vernachlässigen: Starkeys heutige Geräte- und Anpasstechnologie im neuen S2 Hörsystem unterstützt in dieser Mission – So ermöglicht das integrierte **DataLogging** zu erkennen, in welchen Situationen sich der Kunde beim Probetragen aufgehalten hat, um Rückschlüsse zur notwendigen Feinanpassung ziehen zu können.

Mit einem **Eingewöhnungsmanager** wird gemeinsam mit dem Kunden ein Hörziel vereinbart, welchem er sich Schritt für Schritt während der Probephase annähert und somit leichter in das Hören mit Hörsystemen findet.

Auch wird die Neugewöhnungsphase durch die Algorithmen zur **Impulsschallreduzierung** und dem **Expansionsalgorithmus** erleichtert, der Hörsystemen auch in ruhiger Umgebung zu Laufruhe verhilft. Moderne Hörsystemtechnik schafft es, wichtige Sprachanteile wieder in den hörbaren Bereich zu kopieren und bietet somit auch für fortgeschrittene Hörschädigungen im oberen Frequenzbereich eine Lösung.

Der Einstieg in gutes Hören wird komplettiert durch die Grundfunktionen zur **Reduktion von Störgeräuschen**, die Möglichkeit mit schallgerichteten Mikrofonen den Fokus zu setzen und lästigen Windgeräuschen, welche gerade beim Spaziergang in der Natur oft das gute Verstehen beeinflussen, entgegenzuwirken.

4 Hörprogramme werden dem neuen Standard gerecht, seitengleich geschaltet und über Sprachansagen ausgewiesen. Somit weiß der Träger immer genau in welchem Hörprogramm er sich befindet und das Feature erleichtert die Bedienung der neuen Hörsysteme. Die Programmierung über die **2,4 Ghz-Funkstrecke** sorgt für eine reibungslose, bequeme Anpassung.

Gutes Hören ist die Leidenschaft von Hörakustikern und Starkey.

„Es ist uns ein Herzensanliegen, Schwerhörige immer mit dem bestmöglichen Hörsystem zu versorgen, unabhängig ihres Einkommens und ihren persönlichen Ansprüchen. Starkeys S2 erfüllt nicht nur alle Mindestanforderungen, sondern bietet Hörakustikern zusätzlichen Anpasskomfort. Die Eigenschaften des S2 verhelfen zu einer effizienten und schnellen Hörsystemanpassung auf hohem technischem Niveau.“, so Sylvie Gerber, Leitung Marketing & Produktmanagement bei Starkey.

Das S2 Hörsystem ist in den Bauformen RIC 312 sowie HdO 13 verfügbar und wird seit August ausgeliefert.

