

NXG^{AI} Alles neu. In jeder Dimension.

Neuer Prozessor. Neues Design. Neue Software. Neue App.

Technologiestufen

Anzahl Kanäle		Automatische Komfortfeatures						Richtwirkung							Edge Modus (+)			Sprachoptimierung	
Individuelle Feineinstellung des Hörbedarfs	E2E-Verarbeitung	Ruhe	Maschine	Sprache in Geräusch	Impulse	Wind	Musik	Dynamisch	Adaptiv	Adaptiv Kompressor	Sprach-übersetzung	Auto On/Off	Sturz-erkennung	Mentale Fitness & Aktivitätstracking	Edge Modus	Per App individualisierbar	Aktivierung per Doppeltipp	Konsonanten-verbesserung	Voice AI
Optimaler Klang	Beidseitige Abstimmung	Klangkomfort ohne Eigenrauschen	Reduzierung von störenden Nebengeräuschen	Anhebung von Sprache in Situationen mit Lärm	Absenkung von lauten Knallgeräuschen	Hörkomfort in Situationen mit Wind	Musikgenuss im Konzert oder Chorprobe	Fokus auf Sprache aus allen Richtungen	Orientiert sich am menschlichen Hörvermögen	Übersetzungshilfe in 27 Sprachen	Komfortschaltung beim Ablegen der Hörsysteme	Sicherheit immer an Bord	Trainieren & Optimieren	Sofort-optimierung der Hörsituation	Nachsteuern bei Bedarf	Einfache Aktivierung	Angenehmere Sprachlaute		
24	Maximale Expansion	Bis zu 22 dB	Bis zu 22 dB	Bis zu 15 dB	Bis zu 35 dB														
20	Moderate Expansion	Bis zu 12 dB	Bis zu 10 dB	Bis zu 9 dB	Bis zu 19 dB														
16	Minimale Expansion	Bis zu 7 dB	Bis zu 8 dB	Bis zu 6 dB	Bis zu 10 dB														

Bauformen

	S1 Neuro Sound Processor	Neuro Sound Technology	Beyond IP68	Wiederaufladbar	Tipptsteuerung	Auto On/Off	Wireless	Hear Circle App	Mentale Fitness & Aktivitätstracker	TeleHear	Cros & BiCros	Telefonspule an Bord
RIC RT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RIC 312	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
mRIC R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ITER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ITC R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIC (NW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IIC (NW)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

S1 Neuro Sound Processor – NuEars kleinster und leistungsstärkster Prozessor inkl. DNN-Modul

Neuro Sound Technology – bis zu 80 Millionen Anpassungen pro Stunde für transparenten Hörgenuss

Beyond IP68 – Erstklassiger Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung für längere Nutzungsdauer der Hörsysteme

Wiederaufladbar – die neueste Li-Ionen-Akkugeneration bietet genügend Kapazitäten, auch zum Telefonieren und Streamen

Tipptsteuerung – Sensorgestützte Bedienbarkeit per Doppeltippsteuerung

Cros & BiCros – Sonderlösung bei einseitig unversorgbarem Hörverlust

Auto On/Off – Automatisches Ausschalten der Hörsysteme erhöht den Bedienkomfort und spart Energie

Wireless – Telefonieren per Smartphone und Anbindung an StarLink 2.0 Zubehör dank Bluetooth®-Technologie

Hear Circle App – Bequeme Appsteuerung zum Anpassen von Lautstärke und Hörprogrammen

Mentale Fitness & Aktivitätstracker – Verbessert den Überblick über die eigene Fitness

TeleHear – Support von unterwegs dank Remote Programming

Telefonspule an Bord – Kompatibel zu Ringschleifen oder speziellem Zubehör

SnapFit 2.0 Receiver

Featuring FlexForm™ Hörerzuleitung – leicht verformbar und sehr angenehm

NuEar Pro Fit

NuEars neue Anpasssoftware für perfekte Ergebnisse

savant^{AI} Die Leichtigkeit der richtigen Auswahl



	Ausstattung	Mehrwert	Wireless					Non Wireless							
			2400	2000	1600	1200	1000	2400	2000	1600	1200	1000			
NuEar Sound	Voice AI mit Deep Neural Network	Bestes Sprachverstehen beim Live-Mithören von iOS Smartphones	★★★★★												
	Acuity Binaural Imaging	Schnellere und effektivere Wahl der richtigen Einstellung durch links/rechts Abstimmung	★★★★★	★★★	★										
	Edge Modus	Optimiert Sprachverstehen und Komfort auf Knopfdruck	★★★★★	★★★	★										
	Automatisches Musikprogramm	Bester Klang beim Musikhören, im Chor oder der Konzertprobe	★★★★★	★★★	★			★★★★★	★★★	★					
	10 kHz Übertragung	HiFi-Klangerlebnis für beste Sprachklarheit und angenehme Höhen	★★★★★	★★★★★	★			★★★★★	★★★	★					
	Impulsschallunterdrückung	Entschärfen von Geschirreklapper, Türknallen, Hundebellen etc.	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★								
	Windgeräuschunterdrückung	Entspanntes Unterhalten in Situationen mit viel Wind	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★			
	Sprache im Geräusch	Anheben von Sprache und weniger Anstrengung in lauten Situationen	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★			
	Hearing Reality	Automatik für beste Klangeinstellungen in jeder Situation	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★	★	★★★★★	★★★★	★★★	★★	★			
	Kanäle	Individuelle Feinjustierung des Hörbedarfs	24	20	16	12	10	24	20	16	12	10			
	Adaptive Direktionalität	Sprachfokus und komfortables Ausblenden verschiedener störender Nebengeräusche	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★									
	Immersion Directionality**	Autofokus auf Sprachsignale von vorn	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★									
	Automatische Richtwirkung	Nachbilden der Ohrmuschel-Effekte für präzises Richtungshören	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★									

**Hörsysteme mit Doppelmikrofon

AI Assistant	Sprachübersetzung	Übersetzungshilfe für 27 Sprachen direkt in die Hörsysteme	✓												
	Sprache-zu-Text	Wandelt Spracheingaben in Textform zum Weiterleiten an Mail- & Messengerdienste um	✓	✓											
	Thrive Assistant mit Sprachsteuerung	Lässt die Hörsysteme auf Sprachbefehle reagieren, wie z. B. lauter oder leiser	✓	✓	✓										
	Find my Phone	Hilft dabei, ein gekoppeltes Smartphone im Umkreis über die Hörsysteme zu finden	✓	✓	✓										
	Maskenmodus	Unterstützt das Verstehen von Personen mit Mund-Nasen-Schutz	✓	✓	✓	✓									
	Akustische Erinnerungsfunktion	Erinnert per Sprachsignal z. B. an Termine oder Medikamenteneinnahme	✓	✓	✓	✓	✓								
	Automatisches Ein-/Ausschalten	Hörsysteme sparen automatisch Strom, wenn sie längere Zeit nicht bewegt werden	✓	✓	✓	✓	✓								
	Doppeltipp-Steuerung	Komfortable Art der Bedienung, auch bei eingeschränkter Motorik	✓	✓	✓	✓	✓								
	Akku Option	Wiederaufladbare Lithium-Ionen Akku-Variante als ITC R und ITE R	✓	✓	✓	✓	✓								
	Selbsttest	Eigenständige Überprüfung der Hörsystemfunktionalität	✓	✓	✓	✓	✓								
	Thrive App	Komfortables Optimieren der Einstellungen per App, bietet besondere Funktionen	✓	✓	✓	✓	✓								
	Streamingfähig	Telefonieren und Musikstreamen mit allen iOS- und vielen Android-Smartphones	✓	✓	✓	✓	✓								
	TeleHear	Professionelle Optimierung durch Akustiker von zu Hause aus	✓	✓	✓	✓	✓								
Handsfree Telefonie	Echtes freihändiges Telefonieren [und Facetimen] mit allen iOS Smartphones & Tablets	✓	✓	✓	✓	✓									

Diskret und nahezu unsichtbar: Damit niemand sieht, wie gut Sie hören.

*Erhältlich in den Technologiestufen 2400 | 2000 | 1600