

**NU**EAR




*Signature*  
S E R I E S



Beratungsübersicht  
**2024**

# Kleine Bauformen. Großartiger Klang.

NuEar Hörsysteme sind so klein – warum sollten Sie etwas anderes anpassen?

	 <b>CIC R NW</b> Premium 24	 <b>CIC NW</b> Premium 24	 <b>IIC NW</b> Premium 24
<b>Technikstufe Kanäle/Bänder</b>			
NuEar Neuro Processor Mit eingebautem DNN-Modul	●	●	●
Edge Modus+	●	●	○
Optionaler Benutzersteller	●	●	○
Wasserdicht bis zu 1 m	●	○	○
Kabellos programmierbar*	●	○	○
Batteriegröße	wiederaufladbar	10 312 (optional)	10

## Weitere Merkmale:

- NuEar's **Neuro Sound Technologie**
  - Premium Impulsschallreduzierung
  - Premium Wind- und Maschinen-geräuschreduzierung
  - Automatische Musikoptimierung
- Rückkopplungsauslöschung mit Vent-optimierung
- Sprachansagen
- Multiflex Tinnitus Pro

## Frontplattenfarben

- Beige
- Hellbraun
- Mittelbraun
- Dunkelbraun
- Schwarz

## Schalenfarben (IIC nur in Schwarz verfügbar)

- Transparent
- Hellbraun
- Beige
- Blau/Rot
- Schwarz

## StarLink Charger 2.0 (Nur für CIC R NW)

Maximaler Komfort und maximale Leistung. Ladestation erhältlich mit oder ohne integrierter Powerbank.



\*Noahlink Wireless empfohlen

NuEar, Das NuEar Logo, Signature Series, Edge Mode, NuEar Neuro Sound Technologie, StarLink, NuEar Neuro Processor und Multiflex Tinnitus sind eingetragene Marken von Starkey Laboratories, Inc.©2024  
Starkey Laboratories Germany. Alle Rechte vorbehalten P00005093 5/24 MISC5862-00-DE-NE