



Sie können mit Ihrem Smartphone alle Funktionen der App inklusive freihändigem Telefonieren nutzen.



Sie können mit Ihrem Smartphone ausgewählte Funktionen der App wie z. B. die Fernsteuerungsfunktion oder das Einstellen von personalisierten Hörprogrammen nutzen. Das Streaming von Musik und Telefonanrufen direkt in die Hörsysteme ist möglich. Für freihändiges Telefonieren wird ein Remote Microphone + benötigt.



Sie können mit Ihrem Smartphone ausgewählte Funktionen der App wie z. B. die Fernsteuerungsfunktion oder das Einstellen von personalisierten Hörprogrammen nutzen. Streaming von Musik oder Telefonanrufen direkt in die Hörsysteme ist jedoch nicht möglich. Hierfür wird ein Remote Microphone + benötigt.



Sie können mit Ihrem Smartphone ausgewählte Funktionen der App wie z. B. die Fernsteuerungsfunktion oder das Einstellen von personalisierten Hörprogrammen nutzen. Das Streaming von Musik und Telefonanrufen direkt in die Hörsysteme ist nach einem Update Ihres Betriebssystems möglich. Für freihändiges Telefonieren wird ein Remote Microphone + benötigt.



Da Ihr Smartphone nicht abschließend getestet wurde, können Einschränkungen im Funktionsumfang eintreten. Diese Einschränkungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt eintreten, z. B. nach einem Update des Betriebssystems Ihres Smartphones.



Sie können die Funktionen der App mit Ihrem Smartphone nicht nutzen. Um von den hilfreichen Zusatzfunktionen profitieren zu können, benötigen Sie ein Smartphone, das mit der App kompatibel ist. Eine Liste aller kompatiblen Smartphones finden Sie auf **nuear.de**



Die App ist auf die Nutzung mit ausgewählten Smartphones und Tablets ausgelegt. Es gibt keine Browseranwendung der App. Sie können sich die App im Apple App Store sowie im Google Play Store downloaden.



Apple und das Apple-Logo sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. Der App Store ist ein Service von Apple Inc. Google Play ist ein Warenzeichen von Google LLC.