Starkey

Beratungs-Booklet Mit passgenauen Lösungen für mehr Lebensqualität.

Innovationen, die Maßstäbe setzen.

Als einer der Innovationsführer der Branche hat Starkey die technologischen Entwicklungen in den letzten Jahren maßgeblich mitbestimmt: Neuronale Netze, KI, Sensortechnologie und App-Anwendungen sind bei uns nachweislich schon lange ein Standard, bei dem wir die Grenzen des Möglichen immer weiter ausdehnen. Mit unserer branchenweit einzigartigen DNN Klangverarbeitung heben wir Hören mit Hörsystemen ab sofort in eine absolut neue Dimension.





	Kanäle	mRIC R*	RIC RT*/ RIC R*	RIC 312	P BTE 13	UP BTE 13 POWER PLUS	IIC NW	CIC NW	CIC R* NW	CIC	ITC R/* ITE R*
PREMIUM Spitzenklasse	24	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+	G SERIES AI	G SERIES AI	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+
ADVANCED Oberklasse	20	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+	G SERIES AI	G SERIES AI		OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+
COMFORT Mittelklasse	16	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+				OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+	OMEGA AI+
ECONOMY Standardklasse	16		G SERIES AI	G SERIES AI	G SERIES AI	G SERIES AI		G SERIES AI		G SERIES AI	G SERIES AI
ENTRY Einstiegsklasse	12	GENESIS AI	G SERIES AI	G SERIES AI	G SERIES AI	G SERIES AI		G SERIES AI		G SERIES AI	G SERIES AI
BASIC Basisklasse	10		G SERIES AI	G SERIES AI	G SERIES AI	G SERIES AI		G SERIES AI		G SERIES AI	G SERIES AI

* zzgl. Charger

Darf es etwas **mehr** sein?

Besser hören, heißt besser Leben – mit Starkey!

Bevor Sie sich für ein innovatives Hörsystem von Starkey entscheiden, legen wir Ihnen ans Herz, einmal eine etwas höhere Technologiestufe zu testen. Diese könnte Ihren Anforderungen noch besser entsprechen.



	Omega AI+			G Series AI		
	24	20	16	16	12	10
AKKULAUFZEIT Akku-Power den ganzen Tag und darüber hinaus. Einfach über Nacht aufladen und entspannt den ganzen Tag tragen.	Bis zu 51 Stunden[1] mit Status-anzeige (LED)	Bis zu 51 Stunden[1] mit Status-anzeige (LED)	Bis zu 51 Stunden[1] mit Status-anzeige (LED)	Bis zu 50 Stunden[1]	Bis zu 50 Stunden[1]	Bis zu 50 Stunden[1]
DNN 360 Optimales Richtungshören und spürbar besseres Umgebungs-bewusstsein dank umfangreicher, mehrkanaliger DNN Verarbeitung.	●					
BEWEGUNGSBASIERTE OPTIMIERUNG Bewegungsgesteuerte Situationsanpassung erhöht die räumliche Wahrnehmung.	●	●				
EDGE MODUS (personalisierbar) Zusätzlich zur Sofortoptimierung der Hörsituation kann in der My Starkey App das Bedürfnis angegeben werden: Sprachanhebung, Geräuschreduktion oder verbesserter Klang.	●[2]	●[2]				
EDGE MODUS Durch einfache Aktivierung erhalten Sie eine Sofort-verbesserung des Sprachverstehens und des Klangkomforts in Ihrer derzeitigen Hörsituation.	●	●[2]	●[2]			
NEUESTER BLUETOOTH®-STANDARD Bereit für Audioerlebnisse der Zukunft im Kino, am Flughafen oder auf einer Konferenz – dank der neuen Bluetooth®-Funktion Auracast™.	●	●	●			
GESUNDHEITSFUNKTIONEN Unterstützt Sie, Ihre Bewegungsziele zu erreichen und bietet dank Alarmfunktion zusätzlich Sicherheit in jeder Lebenslage.	●	●	●			
OFFLINE MODUS Deaktivieren Sie bei Bedarf jegliche Bluetooth Kommunikation.	●	●	●	●	●	●

1 Die Ergebnisse variieren je nach Bauform und wireless Nutzungsverhalten. 2 App erforderlich.

Für jede Hörumgebung den **besten Klang.**



	Omega AI+			G Series AI		
	24	20	16	16	12	10
IMMER UND ÜBERALL Die beste Einstellung für Ihre Umgebung durch fortschrittlichste DNN Verarbeitung	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○			
GESELLSCHAFT Angenehmes Sprachverstehen auch in größeren Gruppen wie bei Familienfeiern, auf Veranstaltungen oder in größeren Räumen wie z.B. Supermärkten	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○		
MUSIK UND KLANGQUALITÄT Spezielle Klangverarbeitung für Ihre Lieblingsmusik, egal ob live im Konzertsaal oder aus der Stereoanlage zu Hause	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
STREAMING Klare Übertragungsqualität für Smartphones, Tablets und Computer oder unseren Zubehörprodukten	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
ARBEITSPLATZ Verstehen und Komfort am Arbeitsplatz oder bei dem Ausführen eines Hobbys durch gezielte Optimierung unterschiedlicher Hörsituationen	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
BEI LÄRM Absenken von Lärm, der durch Haushaltsgegen-stände wie Staubsauger, Dunstabzugshauben oder Geschirrgeklapper verursacht wird	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
AKTIVITÄTEN IM FREIEN Geeignet für Aktivitäten im Freien wie Spazieren oder Fahradfahren ohne störende Windgeräusche	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○
ZU HAUSE Entspanntes Hören und deutliches Verstehen in häuslichen Situationen	●●●●●●	●●●●●○	●●●●○○	●●●○○○	●●●○○○	●●●○○○

OMEGA AI+

Technikstufe/Kanäle
24 / 20 / 16

AURACAST


CROS KOMPATIBEL



mRIC R — RIC RT — RIC 312



CIC



ITC R — ITE R

weiterhin bis zu **51 Std** Akkulaufzeit auch mit ausgebauter **DNN-Technologie**[1]

BRANCHENNEUHEIT **DNN Dual Compressor**

Always-On Edge Modus[2]

LED Statusanzeige · Aufladbar · Wireless · Wasserfest[3] · Telefonspule

Technikstufe | Kanäle			Premium 24	Advanced 20	Comfort 16
Edge Modus					
Automatisch/ Always-On	Passt sich (optional als Hörprogramm) automatisch an sich verändernde Hörsituationen an.		●	○	○
Personalisierbar	In der My Starkey App kann das Bedürfnis angegeben werden: Sprachanhebung oder Geräuschreduktion.		●	●	○
Über App bedienbar	Aktivierung des Edge Modus in der My Starkey App.		●	●	●
Sprachoptimierung					
BRANCHENNEUHEIT DNN Dual Compressor	Für ein natürlicheres und transparenteres Hörerlebnis.		● Maximum	● Gering	● Gering
Sound Manager					
DNN 360 — DNN Directionality*	Klares Sprachverständnis durch Mustererkennung.		●	○	○
DNN 360 — DNN Spatial Awareness*	Aktive Steigerung des Raumbewusstseins.		●	○	○
DNN 360 — Bewegungsbasierte Optimierung	Optimale Anpassung im aktiven Lebensstil.		●	●	○
Ruhe	Klangkomfort in ruhiger Umgebung, ganz ohne Eigenrauschen.		●●● Maximale Expansion	●●○ Moderate Expansion	●○○ Geringe Expansion
Maschine	Absenken von statischem Lärm, der durch Haushaltsgegenstände wie Staubsauger, Dunstabzugshauben, etc. verursacht wird.		●●●● Bis zu 22 dB Reduzierung	●●○○ Bis zu 12 dB Reduzierung	●○○○ Bis zu 7 dB Reduzierung
Sprache im Geräusch	Erhalt von relevanten Sprachanteilen in geräuschvollen Umgebungen.		●●●● Bis zu 22 dB Reduzierung	●●○○ Bis zu 10 dB Reduzierung	●○○○ Bis zu 8 dB Reduzierung
Impulse	Punktuelles Entschärfen von Geschirrgeklapper, Türknallen, Hundebellen und anderen impulsbehafteten Signalen.		●●●● Bis zu 15 dB Reduzierung	●●○○ Bis zu 9 dB Reduzierung	●○○○ Bis zu 6 dB Reduzierung
Wind	Für Aktivitäten im Freien, wie Spazieren oder Fahrradfahren, ohne störende Windgeräusche.		●●●● Bis zu 35 dB Reduzierung	●●○○ Bis zu 19 dB Reduzierung	●○○○ Bis zu 10 dB Reduzierung
Zusätzliche Funktionen					
Gen AI Smart Assistant & TeleHear AI	Bequem per Sprachbefehl Fragen stellen, Lautstärke verändern u.v.m & Gen AI-Benutzerassistent rund um die Uhr.		●	○	○
Übersetzung	Kommunikation in über 70 Sprachen.		●	○	○
Sprache-zu-Text	Echtzeit Transkription.		●	●	○
Multiflex Tinnitus Pro	Vielfältige Stimuli dank hoch-/nieder-frequenter Energieverteilungsmöglichkeiten.		●	◒	◒
Ganzheitliches Wohlbefinden	Hilft, körperliche Aktivitäten, soziale Interaktion, Atemfrequenz und weitere Gesundheitswerte im Blick zu behalten.		●	●	●
BRANCHEN NEUHEIT Hörsysteme vergessen/finden	Erinnert an zurückgelassene Hörsysteme und hilft, verlorene Geräte wiederzufinden.		●	●	●
LE-Audio	Neuester Bluetooth-Standard.		●	●	●
Balance Builder und Sturzalarm	Fördert das Gleichgewicht und gibt Sicherheit.		●	●	●
TeleHear	Professioneller Support auch unterwegs.		●	●	●
Demo-Streaming-Modus	In Echtzeit einen laufenden Stream in ProFit anpassen.		●	●	●
Auracast Assistant	Auracast-Übertragungen auch ohne Auracast-fähiges Smartphone.		●	●	●

G4 Gen AI Neuro Processor mit DNN Dual Compressor

Für mehr Informationen besuchen Sie starkeypro.de

Farben Im-Ohr-Systeme

Frontplatten



Beige · Hell-braun · Mittel-braun · Dunkel-braun · Schwarz

Schalen



Beige · Hell-braun · Transparent · Blau/Rot · Schwarz

Standardfarben



Tech Black · Graphit Gray · Silver · White · Chestnut · Caramel · Beige

StarLink Zubehör



StarLink Edge Remote Mic 2.0 · StarLink Edge Table Mic 2.0 · StarLink Edge TV Streamer 2.0 AURACAST · StarLink Remote Control 2.0 · NEU StarLink Edge LE Adapter

Ladeoptionen

StarLink 3.0 und StarLink 3.0 Premium Charger NEU



Mit und ohne Powerbank

StarLink 3.0 Custom und StarLink 3.0 Premium Custom Charger NEU



Mit und ohne Powerbank

Kompatible Apps



My Starkey · Hear Share

Download on the App Store · GET IT ON Google Play

QR-Code scannen um Smartphone-kompatibilität zu prüfen.

1 Die Ergebnisse variieren je nach Bauform und wireless Nutzungsverhalten. **2** Nur Technikstufe 24. **3** Bis zu 1 Meter. Nur aufladbare Modelle. *Nur RIC- und ITE/ITC-Modelle.

Blau aufgeführte Funktionen sind in der My Starkey App verfügbar.

NON-WIRELESS

OMEGA AI+

Technikstufe/Kanäle
24 / 20* / 16*



IIC NW | CIC NW | CIC R NW

bis zu **38 Std** Akkulaufzeit[1]

NEUSTE Prozessor-Technologie

Besonders **Diskretes Design**

Aufladbar

Wasserfest[2]

Technikstufe | Kanäle			Premium 24	Advanced 20*	Comfort 16*
Edge Modus					
Über Bedienelement anwählbar*	Aktivierung des Edge Modus direkt am Hörsystem. Inkl. dynamischer Anpassung an wechselnde Hörsituationen.		●	○	○
Edge Modus	Aktivierung über die T2 App.	T2	●	●	●
Sprachoptimierung					
Dual Compressor	Für ein natürlicheres und transparenteres Hörerlebnis.		Maximum	Gering	Gering
Sound Manager					
Ruhe	Klangkomfort in ruhiger Umgebung, ganz ohne Eigenrauschen.		Maximale Expansion	Moderate Expansion	Geringe Expansion
Maschine	Absenken von statischem Lärm, der durch Haushaltsgegenstände wie Staubsauger, Dunstabzugshauben, etc. verursacht wird.		Bis zu 22 dB Reduzierung	Bis zu 12 dB Reduzierung	Bis zu 7 dB Reduzierung
Sprache im Geräusch	Erhalt von relevanten Sprachanteilen in geräuschvollen Umgebungen.		Bis zu 22 dB Reduzierung	Bis zu 10 dB Reduzierung	Bis zu 8 dB Reduzierung
Impulse	Punktuelles Entschärfen von Geschirrgeklapper, Türknallen, Hundebellen und anderen impulsbehafteten Signalen.		Bis zu 15 dB Reduzierung	Bis zu 9 dB Reduzierung	Bis zu 6 dB Reduzierung
Wind	Für Aktivitäten im Freien, wie Spazieren oder Fahrradfahren, ohne störende Windgeräusche.		Bis zu 35 dB Reduzierung	Bis zu 19 dB Reduzierung	Bis zu 10 dB Reduzierung
Zusätzliche Funktionen					
Multiflex Tinnitus Pro	Vielfältige Stimuli dank hoch-/niederfrequenter Energieverteilungsmöglichkeiten.		●	◒	◒

G4 Gen AI Neuro Processor mit DNN Dual Compressor

Für mehr Informationen besuchen Sie starkeypro.de

Farben Im-Ohr-Systeme

Frontplatten



Beige | Hell-braun | Mittel-braun | Dunkel-braun | Schwarz

Schalen (IIC nur erhältlich in Schwarz)



Beige | Hell-braun | Transparent | Blau/Rot | Schwarz

Ladeoptionen

StarLink 3.0 Custom und StarLink 3.0 Premium Custom Charger NEU



Mit und ohne Powerbank

T2 Remote App UPDATE

Mithilfe der T2-App können **JETZT NEU** durch Ultrahochfrequenztöne (UHFT) auch die kleinsten Hörsysteme von Starkey diskret bedient werden: Lautstärke ändern, Hörprogramme wechseln, Stummschaltung oder Edge Modus aktivieren sowie die Grundeinstellungen wiederherstellen.


GET IT ON Google Play | Download on the App Store

Omega AI+ Im-Ohr-Hörsysteme: Einzigartig in jeder Hinsicht.


Sitzen bequem und diskret im Ohr, sodass sie für andere kaum sichtbar sind.

Starkeys Neuro Sound Technology bietet transparenten Klang für ein klares Hörerlebnis.


Keine zwei Ohren gleichen einander.
Deshalb werden die Hörsysteme individuell für Sie gefertigt und auf Ihre Hörbedürfnisse angepasst.



Omega AI+ CIC 312



Omega AI+ CIC 10



Omega AI+ IIC

1 Die Ergebnisse variieren je nach wireless Nutzungsverhalten. **2** Bis zu 1 Meter. Nur aufladbares Modell. **3** Im Vergleich zu Starkeys Vorgänger-Hörtechnologie. *Nur CIC Modelle.

JETZT AUCH ALS IM-OHR-SYSTEM

G SERIES AI

Technikstufe/Kanäle
24* / 20* / 16 / 12 / 10

TECHNIKSTUFE/KANÄLE
16 / 12 / 10



RIC 312



RIC R

TECHNIKSTUFE/KANÄLE
24 / 20 / 16 / 12 / 10



P BTE 13



UP BTE 13

TECHNIKSTUFE/KANÄLE
16 / 12 / 10



CIC NW



CIC



ITC R



ITE R

HdO bis zu
15 Tage
Batterielaufzeit

80 Mio.
Anpassungen des Klangbildes pro Stunde

IP68+

Aufladbar · Wireless · Wasserfest[2] · Telefonspule

Technikstufe | Kanäle		Premium 24*	Advanced 20*	Economy 16	Entry 12	Basic 10
Edge Modus						
Über Bedienelement anwählbar	Aktivierung des Edge Modus direkt am Hörsystem.	●	○	○	○	○
Über App anwählbar	Aktivierung des Edge Modus in der My Starkey App.	●	●	○	○	○
Sprachoptimierung						
Frequenzübersetzung	Hochfrequente Eingangssignale werden in einen niedrigeren, besser hörbaren Frequenzbereich kopiert.	●	●	●	●	●
Konsonantenverstärkung	Angenehmere Sprachlaute.	●	○	○	○	○
Sound Manager						
Adaptive Direktionalität	Automatische Ausrichtung auf relevante Sprachsignale.	●	●	●	○	○
Impulse	Punktuelles Entschärfen von Geschirrgeklapper, Türknallen, Hundebellen und anderen impulsbehafteten Signalen.	● Bis zu 15 dB Reduzierung	○	○	○	○
Ruhe	Klangkomfort in ruhiger Umgebung, ganz ohne Eigenrauschen.	● Maximale Expansion	● Moderate Expansion	● Moderate Expansion	● Moderate Expansion	● Moderate Expansion
Maschine	Absenken von statischem Lärm, der durch Haushaltsgegenstände wie Staubsauger, Dunstabzugshauben, etc. verursacht wird.	● Bis zu 22 dB Reduzierung	● Bis zu 7 dB Reduzierung	● Bis zu 7 dB Reduzierung	● Bis zu 7 dB Reduzierung	● Bis zu 7 dB Reduzierung
Sprache im Geräusch	Erhalt von relevanten Sprachanteilen in geräuschvollen Umgebungen.	● Bis zu 22 dB Reduzierung	● Bis zu 10 dB Reduzierung	● Bis zu 8 dB Reduzierung	● Bis zu 8 dB Reduzierung	● Bis zu 8 dB Reduzierung
Wind	Für Aktivitäten im Freien, wie Spazieren oder Fahrradfahren, ohne störende Windgeräusche.	● Bis zu 35 dB Reduzierung	● Bis zu 19 dB Reduzierung	● Bis zu 10 dB Reduzierung	● Bis zu 10 dB Reduzierung	● Bis zu 10 dB Reduzierung
Zusätzliche Funktionen						
Multiflex Tinnitus	Gleichmäßige Energieverteilung über alle Frequenzen hinweg.	●	◒	◒	◒	○
2-Way-Audio[1]	Freihändiges Telefonieren & Anrufverwaltung über ein Bedienelement.	●	●	●	●	○
Find My Hearing Aids	Bei aktivem GPS kann der letzte Standort von Hörystem und App angezeigt werden.	●	●	●	●	●
Selbsttest	Eigenständige Überprüfung der Hörsystemfunktionalität.	●	●	●	●	●
TeleHear	Professioneller Support auch unterwegs.	●	●	●	●	●
REM Target Match	Automatische Anpassung an reale Zielwerte und Gegebenheiten.	●	●	●	●	●
Musikprogramm	Brillanter Klang von Musik dank Musik-Equilizer.	●	●	●	●	●

S1 Neuro Sound Technologie mit neuronalem Netzwerk Beschleuniger

Für mehr Informationen besuchen Sie starkeypro.de

Standardfarben



Graphit Gray · Silver · Chestnut · Beige



Graphit Gray · Silver · Chestnut · Beige

Farben Im-Ohr-Systeme

Frontplatten



Beige · Hell-braun · Mittel-braun

Schalen (IIC nur erhältlich in Schwarz)



Beige · Transparent · Schwarz

StarLink Zubehör



StarLink Remote Control 2.0



StarLink Mini Remote Microphone



StarLink Remote Microphone +



StarLink Table Microphone



StarLink TV Streamer

Ladeoptionen

StarLink 3.0 und StarLink 3.0 Premium Charger NEU



Mit und ohne Powerbank

StarLink 3.0 Custom und StarLink 3.0 Premium Custom Charger NEU



Mit und ohne Powerbank

Kompatible Apps



My Starkey

T2-App kompatibel mit CIC NW

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

QR-Code scannen um Smartphone-kompatibilität zu prüfen.

Blau aufgeführte Funktionen sind in der My Starkey App verfügbar. **1** Erfordert iOS 15, watchOS 9.0 oder neuer. **2** Bis zu 1 Meter. Nur aufladbares Modell. *Nur als HdO.



Apple Watch ist eine von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. „Made for iPod", „Made for iPhone" und „Made for iPad" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verbindung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder seine Einhaltung von Sicherheits- und regulatorischen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone, iPad oder einer Apple Watch die Leistung der drahtlosen Verbindung beeinträchtigen kann.

Google Play ist eine Marke von Google, LLC. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™ Wortmarke und Logos sind Marken im Besitz des Bluetooth SIG. Jede Verwendung solcher Marken erfolgt unter Lizenz. Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Starkey Logo, Starkey Omega, G Series, TeleHear, Edge Mode, Hear Share, StarLink, Starkey Neuro Processor, Neuro Sound Technology und Multiflex Tinnitus sind Marken von Starkey Laboratories, Inc. ©2026 Starkey Laboratories (Germany) GmbH, alle Rechte vorbehalten. 10/26 BROCP00025983-03-DE-ST P00025983